

# GUIA RÁPIDO TRITON/DUAL

## Cadeira sanitária e duche (peso máx. do utilizador 150 kg)

PARA CIMA



INCLINAÇÃO PARA FRENTE

Ajuste a inclinação do assento até +7°.

PARA BAIXO



INCLINAÇÃO PARA TRÁS

Ajuste a inclinação do assento até -30°.

TRANSPORTE

Posição da cadeira para o transporte seguro do utilizador



1

MEMÓRIA 1

Veja as instruções na secção "SEGURANÇA"

SEGURIDAD

AJUSTE a cadeira na posição pretendida.

S

2

MEMÓRIA 2

Veja as instruções na secção "SEGURANÇA"

PRIMA **S+1** o **S+2** durante dois segundos.

Um BEEP significa que a posição pretendida foi guardada no botão de memória 1 ou 2.

TRITON/DUAL

WIN CARE



CONSELHO:

Utilize as funções de memória para guardar posições específicas como. p. ex., para lavar o cabelo, utilizar a sanita.



### PARAGEM E DESCIDA DE EMERGÊNCIA (item adicional)

Tanto a paragem e a descida de emergência podem ser fornecidas como itens adicionais pela fábrica.

#### PARAGEM DE EMERGÊNCIA

Prima-o para travar.  
Gire-o para reiniciar.

#### DESCIDA DE EMERGÊNCIA

Pode ser utilizado para descer a cadeira, por exemplo, no caso de o comando não funcionar.

### BATERIA

Até 100 ciclos por carga.  
Deve ser carregada regularmente, por exemplo, à noite.



Zumbido da bateria de baixa voltagem.

### INDICADOR LUMINOSO LED



**AMARELO** A carregar.



**APAGADO** Carga completa.

HMI: 109902



WIN CARE

TRITON/DUAL