


# EAGLE LØFTEPUDE



Eagle løftepude med ryglæn giver ekstra støtte og dermed ekstra tryghed for borgeren, der skal afhjælpes efter fald.

På grund af Eagles lette materiale er denne løftepude især velegnet til hjemmeplejen.

- Hjælper med at udføre et sikkert og værdigt løft af den faldne borger.
- Mindsker risikoen for belastning af plejen.
- Fyldes nemt med luft ved hjælp af en kompressor, som styres med en brugervenlig håndbetjening.
- Høj stabilitet og god støtte.
- Kan betjenes af én plejer, og kræver minimal instruktion.
- Max brugervægt helt op til 220 kg.
- Kan rengøres med mildt rengøringsmiddel.
- Nem at lukke luft ud af, folde sammen og opbevare.

## EAGLE LØFTEPUDE: TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Maks. brugervægt:** 220 kg

**Maks. højde:** 56 cm

**Sædedybde:** 57 cm

**Total længde:** 112 cm

**Bredde:** 64 cm

**Totalvægt:** 6,3 kg

**Længde, ryglæn:** 52 cm

**Antal løft pr. opladning:** Op til 6 løft

**Kompressor:** AirFlo 24

**Varenummer:** 055-00030

**HMI-nummer:** 137427

**WIN CARE**

[winnocare.com](http://winnocare.com) / [info@winnocare.dk](mailto:info@winnocare.dk) / +45 7027 3720

