


# WAFFELARTIGE MATRATZE **APLOT**



ABGEFORMTE, WAFFELARTIGE MATRATZE AUS SCHAUMSTOFF  
HR ZYPREX™


- **Wirksamkeit:** große Mobilität der Stifte.
- **Ergonomie:** die 4 zugeschnittenen Bahnen erleichtern das Einrichten des Auslegers und der verschiedenen Formen der Bettplatten.
- **Komfort:** abgeformte Stifte, glatte Oberfläche, mit abgerundeten Kanten ohne Verletzungsgefahr.



# Waffelartige Matratze aus Schaumstoff HR Zyprex™

## Ergonomisch:

- 4 zugeschnittene Bahnen.
- Mehr Platz für den Ausleger.
- Kompatibel mit allen Arten von Bettplatten.




## Sicherheit:

- Höhe mit den Stäben des Bettes kompatibel.

## Wirksamkeit:

- Verminderung der Abscherkräfte der Stoffe durch die Mobilität der Stifte.
- Große Mobilität der Stifte in allen 3 Richtungen zwecks Reduzierung des Abscherstikos der Haut und des darunter liegenden Gewebes.




## APLOT, 2 VERSIONEN

### Aus einem Block



Anpassbarkeit an die Falten des Bettrostes.

### Aus einem komprimierten Block



## PALETTE BOX

- **Praktisch:** Die Matratzen sind gebrauchsfertig.
- **Ökologisch:** reduziert das Abfallvolumen.



## GEROLLT, KOMPRIMIERT (GK)

- **Ergonomisch:** leicht, problemloses Greifen (mit Transportgurt).
- **Ökologisch:** erhöht die Transportkapazität des Fahrzeugs.



## TECHNISCHE MERKMALE

BEZEICHNUNG	REFERENZ GEMÄSS PRÄSENTATION UND VERPACKUNG			ABMESSUNGEN	PATIENTENGEWICHT	BRANDSCHUTZ-NORMEN
	KARTON	PALETTE BOX	GEROLLT, KOMPRIMIERT (GK)			
<b>APLOT aus einem Block, zugeschnittene Bahnen, Betteinlagen Dermalon FR*</b>	VA103MB14	VA103MB14-BOX (im 10er Pack)	VA103MB14RC1 (Einzelstück) VA103MB14RC (im 5er Pack)	195 x 85 x 14 cm	40 bis 120 kg	EN 597-1 und 2 GPEM DI 90 Klasse D
<b>APLOT Aus einem Block zugeschnittene Bahnen, Integralbezug Promust PU*</b>	VA103MB14/HIP	VA103MB14/HIP-BOX (im 10er Pack)	—			EN 597-1 und 2 GPEM DI 90 Klasse D
<b>APLOTAus einem Block, zugeschnittene Bahnen, Integralbezug Promust PU HD*</b>	VA103MB14/HIPH	VA103MB14/HIPH-BOX (im 10er Pack)	—			

Garantie 1 Jahr

Pflege: Dermalon FR



Pflege: Promust PU (HD)



ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 Frankreich  
Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax: +33 (0)4 66 02 15 28 – E-Mail: contact@askle.com

www.winnicare.fr

In dem Bestreben der permanenten Verbesserung seiner Produkte  
ASKLÉ SANTÉ behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern - Fotos nicht verbindlich

**ASKLÉSANTÉ**  
WINNOCARE  
E F O U P