



MATELAS
THÉRAPEUTIQUES

NOUVEAU

axtair one®
plus



Dispositifs médicaux de classe I



LE MATELAS AUTOMATIQUE POUR LES PREMIERS STADES DE L'ESCARRE


EXPERTISE PRODUCTS

SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES

EXPERTISE SERVICES



WIN  CARE



axtair one[®] plus

Largeurs de lits 90 cm




NORMES FEUX
EN 597 partie 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D



INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ**.
Patient alité plus de 15 heures par jour.
Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

Score sur l'Échelle de Braden



CONNECTIQUE MATELAS COMPRESSEUR / VANNE CPR (Cardio Pulmonary Rescue)



- ▶ Bouchon de transport pour un confort d'alitement et une autonomie de 8 heures
- ▶ Ouverture et fermeture simple et rapide
- ▶ Dégonflage du matelas en moins de 15 secondes en cas d'urgence *

* Pour un patient de 80 kg à plat

30 ≤ 165kg

CELLULES

- ▶ 18 cellules polyuréthane avec 12 cm de hauteur thérapeutique

QUALITÉ | SOLIDITÉ | SILENCIEUSES



NOUVELLE SÉRIGRAPHIE DE LA HOUSSE

- ▶ Bi élastique et imperméable au liquide
- ▶ Perméable à la vapeur d'eau, ignifugé
- ▶ Largeur du matelas sérigraphiée
- ▶ Rabat long pour une meilleure hygiène
- ▶ Disponible en version Promust **PU** et **CIC** *


* Doté d'un traitement aux ions argent, effet bactériostatique pour limiter les infections croisées



SUPPORT EN MOUSSE

- ▶ Protège le patient en cas de défaillance des cellules d'air

ETIQUETTE DE TRAÇABILITÉ



- ▶ Etiquette de traçabilité au pied du matelas

SAC DE TRANSPORT




- ▶ Livré prêt à l'emploi dans un sac de transport (meilleure hygiène et facile à transporter)



COMPRESSEUR

- Interface graphique plus intuitive
- Réglage confort & Position assise
- QR code «SCAN ME!» pour un accès simple et rapide aux informations produit
- Notice d'utilisation simplifiée sur le côté du compresseur





axtarone[®]
plus



Un produit disposant des fonctionnalités clés pour les patients au domicile

- ▶ Mode automatique
- ▶ Prévention et traitement des escarres (Stade 1 à 2)
- ▶ Couverture de poids patient (30 à 165 kg)
- ▶ Réglage confort et gestion de la position assise

Un produit fabriqué en France et breveté

- ▶ Produit éco-conçu dans nos usines françaises (à Nîmes)
- ▶ Système breveté
- ▶ Produit livré monté et prêt à l'emploi, avec un sac de transport et une sangle pour faciliter le quotidien de vos techniciens

Air Care, Traçabilité et Sécurité

- ▶ Gestion de la maintenance AirCare
- ▶ Accès facilité à la vanne CPR, qui est intégrée à la connectique Matelas/Compresseur
- ▶ Conformité à la nouvelle norme NF EN ISO 20340-1



AIRCARE



Un logiciel de maintenance simple d'utilisation

Plateforme sécurisée pour la traçabilité de votre parc et des interventions de maintenance préventives et curatives

Avantages

- ▶ Temps d'intervention réduit
- ▶ Réactivité et autonomie du personnel technique
- ▶ Réduction des coûts logistique et gain de temps
- ▶ Une totale autonomie sur les maintenances
- ▶ Une traçabilité intégrée dans le respect de la réglementation

Modalités de prescription



10,88 € TTC
Sans PLV

Forfait location
hebdomadaire

- CODE -
1293872

Dans les indications d'aide au traitement de l'escarre, **l'association aux dispositifs de décharge localisée ou de positionnement est obligatoire**

Les nouvelles références commandes **axtarone[®] plus**

(SUR)MATELAS AVEC BASE MOUSSE	Référence - Ancienne version	Référence - Nouvelle version
Surmatelas (90 cm) + base mousse + compresseur + housse Promust PU HD	VAXT2/ONE-P	Inchangé
Surmatelas (90 cm) + base mousse + compresseur + housse Promust CIC	VAXT2/ONE/CIC-P	Inchangé



winncare.fr

WIN CARE