

CUSCINO ALOVA® ANATOMICO



CUSCINO PREFORMATO CON SCARICO COCCIGEO INTEGRATO IN MATERIALE VISCOELASTICO. PER PERSONE CON PESO FINO A 200 KG.

- **Efficacia:** il materiale viscoelastico ALOVA® favorisce l'immersione del corpo a contatto con il supporto per ridurre i massimi valori di pressione.
 - **Sicurezza:** il cuscino presenta un'inclinazione per evitare lo "scivolamento in avanti" e una protezione integrale con superficie inferiore aderente.
 - **Comfort:** termoregolazione grazie alle proprietà del materiale tessile Promust PU.
- **Novità:** scarico cocchigeo in grado di ridurre il rischio di piaghe da decubito. Riduzione al minimo del rischio di ulcere da pressione a livello ischiatico (altezza > 6 cm)



ALOVA® ANATOMICO


Efficacia:

- Scarico coccigeo: massima prevenzione delle piaghe da decubito sacro-coccigee.
- Spessore del fondo della curvatura > 6 cm, per una massima prevenzione delle piaghe da pressione ischiatiche.

Ergonomia:

- 16 misure e tre altezze: peso del paziente fino ad un massimo di 200 kg.
- Appoggio pelvico per ridurre lo "scivolamento in avanti"
- Identificazione della misura del cuscino sul materiale espanso.

- Lato inferiore antiscivolo.
- Protezione rimovibile.
- Posizionamento a sinistra della maniglia di presa sotto il cuscino: minore esposizione a lacerazioni e a rischi legati all'igiene.



Cartografia dei valori di ripartizione della pressione - paziente di 80 kg/172 cm

ALOVA® ERGONOMICO

- I CUBI INDIPENDENTI accompagnano i movimenti del corpo e migliorano l'aerazione.
- Misura unica: 43 x 43 x 9 cm.
- Termoregolazione grazie alla permeabilità al vapore acqueo della protezione e all'aerazione fra le celle.
- Riduzione della pressione di appoggio grazie all'affondamento nel materiale espanso ALOVA.



CARATTERISTICHE TECNICHE

DESIGNAZIONE	RIFERIMENTO	LARGHEZZA CM	PROFONDITÀ CM	ALTEZZA CM MIN. / MAX.*	PESO PAZIENTE KG	FODERA	NORME ANTINCENDIO
ALOVA® Ergonomico	VCAE/M	43	43	9	da 25 a 100	Protezione integrale in Promust PU: Jersey rivestito in poliuretano. Lato inferiore antiscivolo in PU/PVC antiscivolo.	
ALOVA® ANATOMICO Standard	VCAG4343	43	43	6 / 9	da 30 a 100	Protezione integrale in Promust PU (jersey rivestito in poliuretano) di colore nero sulla parte superiore e argento sui lati.	EN 597-1 EN 597-2
ALOVA® ANATOMICO Disponibile in più misure	VCAG4340	43	40	6 / 9	da 30 a 90		
	VCAG4540	45	40	6 / 9	da 30 a 120		
	VCAG3841	38	41	6 / 9	da 30 a 90		
	VCAG4041	40	41	6 / 9	da 30 a 90		
	VCAG4341	43	41	6 / 9	da 30 a 100		
	VCAG4043	40	43	6 / 9	da 30 a 90		
	VCAG4544	45	44	6 / 9	da 30 a 120		
	VCAG5044	50	44	6 / 9	da 30 a 135		
ALOVA® ANATOMICO Disponibile in più misure XL	VCAG4343XL-E	43	43	9 / 12	da 30 a 110		
	VCAG5040XL-E	50	44	9 / 12	da 30 a 135		
ALOVA® ANATOMICO Disponibile in più misure XXL	VCAG5250	52	49	7 / 10	da 120 a 160	Lato inferiore antiscivolo in PU/PVC, provvisto di una maniglia per il trasporto.	
	VCAG5450	54	50	7 / 10	da 120 a 160		
	VCAG5650	56	50	7 / 10	da 120 a 200		
	VCAG6050	60	50	7 / 10	da 120 a 200		
ALOVA® ANATOMICO Appoggio pelvico con appoggio pelvico	VCAG3841BP	38	41	6 / 9	da 30 a 90		
	VCAG4041BP	40	41	6 / 9	da 30 a 90		
	VCAG4341BP	43	41	6 / 9	da 30 a 100		
	VCAG4343BP	43	43	6 / 9	da 30 a 100		
	VCAG4544BP	45	44	6 / 9	da 30 a 120		
	VCAG5044BP	50	44	6 / 9	da 30 a 135		
	VCAG4347BP	43	47	6 / 9	da 30 a 120		

* altezza min. = altezza del cuscino misurata sul fondo della curvatura / altezza max. = altezza totale del cuscino.

Garanzia del cuscino: 3 anni

Protezione compatibile con i prodotti detergenti-disinfettanti per uso ospedaliero.

Manutenzione: Fodera in Promust PU



ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare - 200 rue Charles Tellier - ZI de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 Francia
Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax: +33 (0)4 66 02 15 28 - E-mail: contact@askle.com

www.winnicare.fr

Impegnata in un costante miglioramento dei propri prodotti, ASKLÉ SANTÉ si riserva il diritto di modificarne senza preavviso le caratteristiche tecniche - foto non contrattuali.

WINCARE
g r o u p

by

ASKLÉSANTÉ