

# CAMA MÓVEL DE LAVAGEM

ALTURA VARIÁVEL  
HIDRÁULICO



- **A cama móvel de lavagem** (hidráulica) é utilizada para realizar transferências da cama até à casa de banho. A pessoa é transferida na cama de maneira fácil e confortável.
- **A altura variável** de 52 a 88 cm permite aos cuidadores dos pacientes realizar o seu trabalho na posição ideal, evitando o risco de lombalgias.
- **A barreiras de proteção laterais** de 20 cm de altura, garantem a segurança do paciente.
- **Para pacientes** com um peso de até 155 kg.



## Altura variável hidráulica

### Estrutura em aço acabamento em epóxi anticorrosivo.

#### Conforto:

- Colchonete em poliéster de PVC, cor verde Caribe, acolchoado, com 2 cm de espessura, fixo numa plataforma compacta, hidrófuga.
- Almofada cilíndrica: altura 9,90 cm, comprimento 49,7 cm e largura 20,2 cm.

#### Prático:

- Plano da maca ligeiramente inclinado para uma correta drenagem da água.
- Altura variável hidráulica acionada por um pedal bilateral.
- Barra de impulso na cabeça e nos pés.
- Cesto de roupa termoformado na cabeceira da cama.
- Barreiras de proteção perfiladas rebatíveis com acabamento em epóxi.
- Dreno tamponável.
- Mangueira de drenagem com clipe de fixação na lateral do plano da maca.
- Mangueira de drenagem com 185 cm de comprimento e 4 cm de diâmetro.

#### Segurança:

- Armação de proteção da base em ABS
- Travão centralizado (opcional) nas 4 rodas, uma delas direcional.
- Altura do chão de 13 cm (15 cm, com travão centralizado).



Cesto de roupa de série.



Dreno fácil de utilizar.  
Plano inclinado a 2°.



Fácil transferência do paciente graças a uma posição baixa de 52cm. Aproximando a cama móvel à da cama, transferência pode ser realizada por uma única pessoa.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REF.	DIMENSÕES	PESO	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS
CAMA MÓVEL DE LAVAGEM	C4300	74x198 cm Plano de maca: 178x60cm	85 Kg	170 Kg Paciente: 155 Kg Acessórios: 15 Kg	Ø 100 mm com travão independente Ø 125 mm com travão centralizado (opcional)
BARREIRAS DE PROTEÇÃO		140x20 cm			

Garantia de 2 anos\*

\* Em condições normais de utilização, ver o manual de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.