

À commander sur le site (30) Nîmes



Score sur l'Échelle de Braden



axtar automorpho[®]
censor COUSSIN

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ**, antécédents d'escarre ischiatique ou sacro-coccygienne, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, spasticité, troubles de la sensibilité des membres inférieurs, asymétrie modérée d'appui frontale ou sagittal, amputé vasculaire.

30 ≤ 150kg



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D



LES + PRODUIT

- Amélioration de la qualité de soins et de vie du patient.
- Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant.

CARACTÉRISTIQUES COUSSIN

- ▶ 6 cellules d'air de 10 cm de hauteur
- ▶ Mode de fonctionnement: dynamique 1 cellule sur 2 à l'exception de la première qui est statique pour garantir une stabilité et éviter le glisser avant
- ▶ Housse PROMUST CIC

Coussin et compresseurs vendus séparément

HOUSSE	DIMENSIONS (LxPxH)	RÉFÉRENCES
	45 X 45 X 10 cm	VAXT6/CO/AUTO