

TECHNISCHE HILFS- VORRICHTUNGEN

GEL, ZYPREX,
VISKOELASTISCH



- **Wirksamkeit:** Minderung und / oder Entlastung der anatomischen Bereiche je nach Risikoniveau und anatomischen Zonen.
- **Sicherheit:** optionaler Schutz in Abhängigkeit des Bedarfs.
- **Ergonomie:** Anpassbarkeit an verschiedene Morphologien und Umgebungen.



HEBESCHIENE DES FUSSES



- Totale Entlastung der Ferse.
- Orthopädische Ausrichtung der unteren Gliedmaße.
- Laterale und Stütze des Fußes in der Beugung (100°) zur Verhinderung von Spitzfüßen.
- Moderates Neigen des Beins nach hinten zur Begünstigung des Blutrückflusses in den Venen.



Schutz aus Promust Silikon und rutschfestem PU/PVC.

MINI-FERSENSTÜTZE FÜR EINEN PATIENTEN



- Totale Entlastung der Ferse.
- Ergonomisch (problemlose Nutzung).
- Geringer Platzverbrauch.
- Verwendung an "einem einzigen Patienten".

FERSENSTÜTZE GELSCAR



- Verringerung des auf die Ferse ausgeübten Drucks.
- Verringerung des Abscherisikos der Haut.
- Begrenzung des Erhitzungsrisikos der Haut durch das "Reibungsphänomen".


STABILISIERENDE FERSENSTÜTZEN

- Viskoelastischer Schaum.
- Bezug im Lieferumfang.
- Geringes Gewicht und geringer Platzverbrauch.
- Verwendung bei einem oder mehreren Patienten.



BREITE FERSENSTÜTZE

- Ermöglicht die Entlastung des Fersenbereichs unter Beachtung der physiologischen Achse der unteren Gliedmaße.



FERSENSTÜTZE FUSSENDE DES BETTES



- Ermöglicht die Entlastung des Fersenbereichs unter Beachtung der physiologischen Achse der unteren Gliedmaße.

DEKUBITUS-KEIL

- Für eine Positionierung mit einer dauerhaften lateralen Neigung von 30°.



TECHNISCHE MERKMALE

BEZEICHNUNG	REFERENZ	LÄNGE: SEGMENT SCHIENBEINMUSKEL (cm)	MATERIAL	SCHUTZ	VERWENDUNG		
Fußhebeschiene	VTAC410	41	ALOVA	Silikon/ PU-PVC	Wiederverwendbar		
	VTAC450	45					
Entlastung Fersenstütze Stabilisier-end	VDT41A/SIL	41					
	VDT45A/SIL	45					
Fersenstütze breit	VTLA/HIPH	45		Promust PU HD			
Fersenstütze Fußende des Bettes	VTLAXL/ HIPH	45					
Mini Fersenstütze	VTM/54	19		ZYPREX		Ohne Schutz	Einzigartig
Fersenstütze Gelscar	VGLS13U	An der Ferse		GEL FLUIDE		—	
Hinterhauptkisschen	VOAOH	Entfällt	ALOVA	Promust PU	Wiederverwendbar		
Decubitus-keil	VCDA/50			Promust PU HD			

Pflege: Promust PU HD

Garantie 6 Monate bis 1 Jahr.

