

# GRÚA BÁSICA E-130

CONFORME A LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO EUROPEO 2017/745  
APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- **Grúa adaptada** para los pacientes que pesan hasta 130 kg.
- **Ergonómica:** recoge a una persona del suelo, rango de elevación hasta 1,74 m.
- **Confort:** amplia gama de arneses acolchados.
- **Robusta:** gracias a los materiales y a un motor LINAK.



HASTA  
**6 AÑOS**  
DE GARANTÍA

## Apertura de patas manual con la ayuda de un sistema de pedal



### Práctica:

- Ligera y compacta para domicilios y colectividades
- Fácil de desmontar en 2 partes
- Fácil de transportar y almacenar
- Maniobrable gracias a las ruedas dobles
- Peso: 35,8 kg
- Rotación de la percha de 360°
- Ruedas anti-hilos



### Segura:

- Percha acolchada y segura gracias a las sujeciones dotadas del sistema anti-salida
- Caja de control con parada de emergencia y led de carga integrado
- Alarma sonora: aviso de batería baja
- Sistema de bajada de emergencia eléctrico



### DIMENSIONES

Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE	Ø RUEDAS DELANTERAS DOBLES	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO	NORMA	MOTOR	PESO
EI30	102102043	50	174	110	70	80	12	130 kg	7,5 cm	10 cm	REG. EU. 2017/745	Linak IP54	35,8 kg

### Garantía de:

- hasta 6 años\*

- 1 año para las baterías

\* *Garantía de 2 años ampliable a 6 años realizando revisiones anuales en los servicios técnicos oficiales. Ver el manual de uso.*



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

[www.winnCare.es](http://www.winnCare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.