



KALIN

Lit médical et accessoires **pour l'enfant** de 3 à 12 ans
ou pour l'adulte présentant une anatomie atypique,
d'une taille allant jusqu'à 145 cm



Formule location CODE LPPR 1283879
avec forfait de mise en service et de reprise du lit
CODE LPPR 1 274047



Formule achat CODE LPPR 6231746
avec forfait de mise en service
CODE LPPR 1202473



Matelas simple, lit médical pour enfant
junior CODE LPPR 6229703

 ≤ 70kg



30 à 76 cm



Jusqu'à 70"



Mécanique, électrique
et télécommande



Panneaux
et accessoires

Les morphotypes humains et donc ceux des enfants ont évolué

L'évolution majeure est la considération des espacements adaptés aux enfants et adultes avec anatomie atypique. Cela nécessite d'adapter les différentes sections de lit à ces nouvelles tailles. Ainsi notre lit Kalin sera compatible avec les enfants ou adultes présentant une anatomie atypique d'une taille admise de 125 cm à 145 cm.

Ce lit répond aux exigences particulières de sécurité de base et de performances essentielles des lits médicaux pour enfants selon la norme **NF EN 50637 : 2017**



LES + PRODUIT

- Boîtier de mise en sécurité de la télécommande
- Télécommande à verrouillage sélectif
- Barrières bois de série
- Butée murale de série
- Hauteur variable de 30 à 76 cm
- Motorisation LINAK
- 3 fonctions électriques



GAMME DE MATELAS ADAPTÉE

Matelas mousse simple ou matelas ALOVA mousse viscoélastique de prévention d'escarre



Barrières bois pleines longueurs de série



BUTÉE MURALE DE SÉRIE



BOÎTIER DE MISE EN SÉCURITÉ DE LA TÉLÉCOMMANDE

Placé derrière le panneau de tête

Désignation	KALIN	
Sommier	80 x 170 cm	
Relève-jambes	Plicature des genoux 40.3° et 14.5° réglage des pieds par crémaillères	
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 115 kg Poids patient maximum 70 Kg / Accessoires 30 Kg / Matelas 15 Kg	
Roues	Ø 100 mm	
Motorisation	LINAK IP 54	
Poids dispositif	Version P	70kg

OPTIONS

