

GRUA DE TETO

LUNA IPX4

O COMPLEMENTO IDEAL PARA CAMAS ARTICULADAS PARA UM MELHOR CUIDADO DO PACIENTE E MAIOR PREVENÇÃO DE LESÕES PARA O CUIDADOR

- Para pacientes com peso de **até 275 kg**.
- Transferências **mais seguras e ergonômicas**.
- **195 cm de margem** de elevação.
- Grua **transportável** e fácil de montar.
- Melhor **aproveitamento do espaço** no compartimento.



SEGURA, LIGEIRA, ROBUSTA E VERSÁTIL

Elemento de segurança:

- Sistema de descida de emergência elétrico e manual.
- Paragem de emergência elétrica.
- Indicador de LED de bateria baixa
- Indicador de carga da bateria
- Sistema de segurança patenteado no cabide
- Sistema de carga na parede.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Peso máx. paciente	Margem Elevação	PESO (sin barra)	MEDIDAS (sem barra)	PROTEÇÃO
Grua LUNA IPx4	220-275 kg	195 cm	6,7 kg	32 x 13 cm	IPX4

Garantia de 5 anos realizando revisões anuais.

SUPORTES



Mobile Flex 2

Mobile Flex 4

De parede

De teto

ARNESSES

MEDIDAS




Universal Comfort

Universal Comfort Apoio Cabeça



Universal Comfort Mesh

Universal Comfort Mesh Apoio Cabeça



*

X: medida costas

Y: medida quadril

Z: medida costas + cabeça

Peso máximo paciente

275
KG.

Descrição	Material	Detalhes em cm *	XS	S	M	L	XL	XXL
Universal Comfort	Poliéster (fácil colocação)	Y	37	42	48	52	68	78
		X	50	55	66	75	75	75
Universal Comfort Apoio Cabeça		Y	37	42	48	52	68	78
		Z	75	80	91	100	100	100
Universal Comfort Mesh	Malla Poliéster (Adequado para o banho)	Y	37	42	48	52	68	78
		X	50	55	66	75	75	75
Universal Comfort Mesh Apoio Cabeça		Y	37	42	48	52	68	78
		Z	75	80	91	100	100	100

Garantia de 2 anos.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.