

DISPOSITIVOS DE CONTENCIÓN Y SUJECCIÓN DE LAS PERSONAS A SILLA

Los dispositivos de contención a la silla WINN'SAVE® suministrados por prescripción médica, han sido especialmente diseñados para restringir la libertad de movimiento de las personas con las facultades psiquiátricas alteradas, para prevenir y evitar el riesgo de caída, limitar los periodos de deambulación o permitir la administración de un cuidado.

- **Eficacia:** Diseño evolutivo según el nivel de protección necesario.
Material textil tranquilizante gracias a la suavidad al tacto.
Uso facilitado por marcaciones integradas.
Refuerzo de las costuras sometidas a las tracciones.
Durabilidad de los materiales (hebillas y ollaos de acero inoxidable).
- **Seguridad:** Textil con un tratamiento retardante al fuego.
Compatibilidad con una desinfección térmica y química.
Tres sistemas de cierre según necesidad: magnético, mecánico o sujeción con hebilla.



• Contención abdominal y sujeción pélvica

Indicación: inestabilidad postural y deslizamiento hacia delante.

Propiedades: contención de la persona sentada en la silla de ruedas o el sillón de reposo. Gracias a la sujeción pélvica, el paciente no podrá deslizarse hacia abajo.

Consejos de utilización: medir el contorno de la cintura antes de pedir el producto.

Composición: poliéster. Tratamiento retardante al fuego.

Recomendación: la contención debe ser objeto de prescripción médica y su beneficio reevaluado en 24 horas.



• Arnés torácico para contención a silla

Indicación: inestabilidad postural

Propiedades: contención de la persona sentada en la silla de ruedas o el sillón de reposo.

Consejos de utilización: comenzar por el punto de fijación anterior y luego realizar la fijación posterior.

Talla única.

Composición: poliéster. Tratamiento retardante al fuego.

Recomendación: la contención debe ser objeto de prescripción médica y su beneficio reevaluado en 24 horas.



• Chaleco con sujeción pélvica (también llamado "body integral")

Indicación: inestabilidad postural y deslizamiento hacia delante.

Propiedades: contención de la persona sentada en la silla de ruedas o el sillón de reposo.

Consejos de utilización: verificar la correcta adecuación entre la morfología de la persona y las características del producto.

Composición: poliéster. Tratamiento retardante al fuego.

Recomendación: la contención debe ser objeto de prescripción médica y su beneficio reevaluado en 24 horas.



• Sujeción abdominal simple en forma de T

Indicación: inestabilidad postural y deslizamiento hacia delante.

Propiedades: contención de la persona sentada en la silla de ruedas o el sillón de reposo.

Consejos de utilización: medir el contorno de la cintura para elegir la talla del producto.

Composición: poliéster. Tratamiento retardante al fuego.

Recomendación: la contención debe ser objeto de prescripción médica y su beneficio reevaluado en 24 horas.



| CIERRE MAGNÉTICO | CIERRE MECÁNICO | HEBILLA | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS (cm) |
|------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| | | --- | Sujeción torácica para contención a sillón (sin cierres) | talla única |
| VCBTLT005-00 | | --- | | |
| VCBTFT005-10 | VCBTFT105-10 | --- | Contención abdominal con pieza perineal (S) | 45-85 |
| VCBTFT005-20 | VCBTFT105-20 | --- | Contención abdominal con pieza perineal (M) | 70-118 |
| VCBTFT005-30 | VCBTFT105-30 | --- | Contención abdominal con pieza perineal (L) | 94-158 |
| | | --- | Accesorio - pieza perineal de recambio (sin cierres) | --- |
| | | VCNTFT008-10 | Chaleco con pieza perineal (S) | 50-80 |
| | | VCNTFT008-20 | Chaleco con pieza perineal (M) | 70-100 |
| | | VCNTFT008-30 | Chaleco con pieza perineal (L) | 90-130 |
| | | VCNTFT012-10 | Sujeción abdominal en forma de T (S) | 50-80 |
| | | VCNTFT012-20 | Sujeción abdominal en forma de T (M) | 70-100 |
| | | VCNTFT012-30 | Sujeción abdominal en forma de T (L) | 90-130 |
| | | 102820053 | Sujeción a silla de ruedas, cierre rápido | talla única |
| | | 102820025 | Sujeción en forma "X" | talla única |



* Medida correspondiente al contorno de la cintura

Garantía de 2 años*

* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

Mantenimiento:



Nota: Los cierres no deben sumergirse en ningún líquido y deben reemplazarse a los 3 años.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

Fabricado por

ASKLÉSANTÉ
WINNCARE