

BETT MEDICALYS[®]

2. Generation


DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 93/42/EWG. ES WURDE ÜBEREINSTIMMEND MIT DEN GELTENDEN NORMEN, INSBESONDERE MIT IEC 60601-2-52, AUSGELEGT UND HERGESTELLT.

Dank seines bewährten Designs erfreut es sich großer Beliebtheit im Bereich der Krankenpflege.

- **Konfigurierbar:** erhältlich mit mechanischer Trendelenburglagerung, mit elektrischer Anti-Trendelenburglagerung (Sesselstellung) sowie mit elektrischer Anti-Trendelenburg- und mechanischer Trendelenburglagerung.
- **Sicher:** Mechanische Trendelenburglage, die sich bei bestehender oder nicht bestehender elektrischer Versorgung und unabhängig von der Stellung des Betts in weniger als 15 Sekunden betätigen lässt.
Kompatibel mit den Anwendungsumgebungen 1, 2, 3 und 5.
- **Einfach:** Zu 100% elektrische Sesselposition, die dem Patienten dank der Einknopf-Bedienung direkten Funktionszugriff bietet.
- **Leistungsstark:** Semi-Fowler-Lagerung



TECHNISCHE DATEN



(1) CPR - Cardio Pulmonary Resuscitation
 (2) CIC - Kontrolle von Kreuzinfektionen
 Vollbehandlung mit Silberionen.

(3) OPTIONEN

Metall-Rollen	Ø 100 mm
Metall-Rollen	Ø 125 mm
Design-Rollen	Ø 125 mm
Design-Rollen	Ø 150 mm

Abnehmbarer Kompakt-Rost
 Rost mit abnehmbaren Latten
 Verstellbares Rumpftei mit Translation
 Notbatterie (3 Zyklen)
 Deckenhalter

Mechanische Trendelenburglagerung
 elektrische Anti-Trendelenburglagerung
 seitliches Bediengerät für Pflegepersonal
 Kabelgebundenes Bediengerät für Pflegepersonal
 Schwanenhalsbedienung

Kopf-/Fußteile, Farbtöne und Wahlzubehör aus unserem Programm.

BEZEICHNUNG	ABMES- SUNGEN	HÖHE VERSTELL- BAR	VR	VERSTELLBARES BEINTEIL	NORMALE BETRIEBSLAST	MAX. HEBELAST	ROLLEN	NORMEN	ABDICHTUNG	OPTION	
										TRENDELBURG	ANTI- TRENDELBURG
MÉDICALYS 2. Generation	90 x 200 cm Rost	39 cm bis 89 cm	70°	12° Zahnstangen	Matratze 20 kg Zubehör 45 kg Patient 165 kg (Umgebungen 1 und 2) Patient 195 kg (Umgebung 3, 4 und 5)	230 kg	Metall Ø 150 mm	IEC 60601 IEC 60601-2-52	Motorisierung und Gehäuse LINAK IP66 Verriegelbare Fernbedienung LINAK IP54	-12°	+16°
2 elektrische Funktionen											
3 elektrische Funktionen mit Knieknick											

- 2 Zubehöralterungen (an den Längsseiten).
- 2 Halterungen für Infusionsständer (am Kopf des Bettes).
- 2 Halterungen für Aufrichthilfen (am Kopf des Bettes).

Garantie auf Rahmen, Zylinder und Fernbedienung von 5 Jahren*.
 Garantie auf Kopf-/Fußteil und Zubehör von 1 Jahr*.
 *Unter normalen Einsatzbedingungen und ohne Verschleißteile – siehe Anweisungen
 im Bedienungshandbuch.

FP000002812-02/2013



MÉDICATLANTIC Groupe Winnicare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Frankreich
 Tel: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-Mail: info@medicatlantic.fr

www.winnicare.fr

Im Bestreben einer konstanten Verbesserung seiner Produkte behält sich
 MÉDICATLANTIC vor, ohne Vorankündigung Änderungen der technischen Daten vorzunehmen - Fotos kein Vertragsbestandteil.



WINNOCARE
 g r o u p e

by

MÉDICATLANTIC