

# CAMA MEDICALYS®

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52

**Su estudiado diseño la hace idónea en los servicios medicalizados**

- **Configurable:** disponible con trendenlemburg mecánico, antitrendelemburg eléctrico (posición asiento), o antitrendelemburg eléctrico y trendelemburg mecánico.
- **Seguridad:** el trendelemburg mecánico puede usarse con o sin corriente eléctrica independientemente de la posición de la cama, en menos de 15 segundos. Compatible con los entornos de aplicación 1, 2, 3 y 5.
- **Sencilla:** posición asiento 100% eléctrica con acceso directo a la función para el paciente, gracias a un único botón del mando.
- **Rendimiento:** posición semi-fowler.





(1) CPR - Cardio Pulmonary Rescue  
 (2) CIC - Control de Infecciones Cruzadas  
 Tratamiento en la masa para iones plata

(3) OPCIONES

Ruedas de metal Ø 100 mm Ruedas de metal Ø 125 mm Ruedas diseño Ø 125 mm Ruedas diseño Ø 150 mm	Somier compacto amovible Elevador de respaldo con traslación Batería de emergencia (3 ciclos) Soporte manta	Trendelemburg mecánico -12° max Antitrendelemburg eléctrico +16° max Mando lateral Mando para cuidador Mando sobre brazo flexible
--	--	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	ALTURA	ER*	ELEVADOR DE PIERNAS	CARGA NORMAL DE USO	RUEDAS	NORMAS	ESTANQUEIDAD	OPCIÓN
MÉDICALYS 2 <sup>nda</sup> generación	90 x 200 cm	de 37 a 86,5 cm con ruedas Ø125	hasta 70°	Pliegue de rodillas 26° y 16° Ajuste de los pies por cremallera	Colchón 20 kg Accesorios 45 kg	metal Ø 150 mm	CEI 60601 CEI 60601-2-52	Motor y caja Linak IP66 Mando con bloqueo Linak IP54	Declive -12° Proclive +16°
3 funciones eléctricas con plegado de rodillas	Basic: somier divisible	de 39,5 a 89 cm con ruedas Ø150			Paciente 165 kg Basic: entorno 1 y 2				
Basic: IML2L08150f Premium: IMS3L08150blq	Premium: somier no divisible	Premium			Paciente 195 kg Premium: entorno 3, 4 y 5 Carga máxima 230 kg				

\* ER = Elevador de Respaldo

- 2 soportes para accesorios (en los largueros)
- 2 soportes de mástil porta gotero (en cabezal de la cama)
- 2 soportes de mástil incorporador (en cabezal de la cama)



Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años.\*  
 Garantía de los paneles y accesorios 1 año.\*

\*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.