



Etac Molift Smart 150

Podnośnik jezdny doskonały do użytku domowego

Główne zastosowanie

Opieka domowa
Opieka szpitalna
Opieka instytucjonalna

Podnośnik Etac Molift Smart 150 został zaprojektowany w celu łatwego użytkowania i przewożenia tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Jest przede wszystkim odpowiedni do użytku domowego lub w podróżach.

Zasięg podnośnika wynoszący od 27 do 168 cm, zapewnia doskonałą maksymalną wysokość podnoszenia, a jednocześnie pozwala na podnoszenie z podłogi. Standardowy 4-punktowy wieszak zapewnia użytkownikowi komfort i przestronne miejsce podczas przenoszenia.

Etac Molift Smart 150 został nagrodzony za Doskonałość Projektu przez Norweską Radę Projektów.

Etac Molift Smart 150 posiada wyjątkową konstrukcję, która rozprawdza ciężar równomiernie i wraz z kompaktowymi rozmiarami sprawia, że manewrowanie staje się łatwiejsze nawet w wąskich pomieszczeniach.



Wyprodukowany przez:

etac[®]

Sprzedaż w Polsce:

ergolet[®]

by Winnicare Nordic



Standardowy 4 – punktowy wieszak zapewnia wygodne i bardziej przestronne miejsce do podnoszenia użytkownika.



Etac Molift Smart posiada duży zakres podnoszenia, który umożliwia podnoszenie z podłogi, jak również z wyższych powierzchni.



Etac Molift Smart składa i rozkłada się łatwo bez użycia jakichkolwiek narzędzi i może zostać rozdzielony na dwie części,

Model	Numer produktu
Podnośnik Etac Molift Smart 150	10200

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. udźwig	150 kg
Zakres podnoszenia	27 - 168 cm
Materiał	Aluminium, stal
Waga całkowita	26 kg
Waga części	część 1: 13 kg, część 2: 13 kg
Wysokość	132 cm
Długość	116 cm
Wymiary po złożeniu	116 x 47,5 x 35,5 cm
Szerokość podstawy jezdnej (zewnętrzna)	66 cm
Szerokość rozstawu podstawy jezdnej (wewnętrzna)	92 cm
Prędkość podnoszenia	6cm/sec
Czas ładowania baterii	około 3 godzin
Cykl	40 podniesień przy 75 kg i 50 cm



W celu uzyskania dalszych specyfikacji należy przeczytać instrukcję techniczną. Wszelkie liczby i miary mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach.

Ergolet zachowuje prawo dokonywania zmian bez powiadomienia.

Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.

CE MDD93/42/EEC
Class I

date 03.09.2013 - ver. 1

Ergolet Polska Sp. z o.o.

tel. 68 371 10 45

e-mail: sales@ergolet.pl

www.ergolet.com

ergolet

(by) Winnicare Nordic

www.ergolet.com | 27