

EINFACHE KLINISCHE MATRATZE MORFÉA



SCHAUMSTOFFMATRATZE FÜR DIE MEDIZINISCHE UNTERBRINGUNG

- Matratze aus 4 Einzelteilen für eine perfekte Anpassung an alle Bettrosttypen für Krankenhausbetten und ihr Zubehör.
- Schaumstoff mit hoher Federkraft (HF) ZYPREX 35 kg/m³ sehr komfortable, glatte Oberflächen.
- Integralbezug, Öffnung an 3 Seiten, 3 Materialsorten zur Auswahl.



Weißes PVC



Promust PU Blau



Promust PUHD Blau

PALETTE BOX

- **Praktisch:** Die Matratzen sind gebrauchsfertig
- **Ökologisch:** reduziert das Abfallvolumen.



GEROLLT, KOMPRIMIERT (GK)

- Ergonomisch: leicht, problemloses Greifen (mit Transportgurt).
- Ökologisch: erhöht die Transportkapazität des Fahrzeugs.



TECHNISCHE MERKMALE

BEZEICHNUNG	REFERENZEN PRÄSENTATION UND VERPACKUNG			ABMESSUNGEN:	PATIENTENGEWICHT	BRANDSCHUTZ-NORMEN
	KARTON	PALETTE BOX	GEROLLT KOMPRIMIERT			
MATRATZE MORFEA Einzelteile PVC-Integralbezug BIOPLAST*	VMB14	VMB14-BOX (im 10er Pack)	—	195x88x14	30 bis 120 kg	EN 597-1 und 2 GPEM D1 90 Klasse C
MATRATZE MORFEA zugeschnittene Bahnen, Integralbezug Promust PU*	VMB14/HIP	VMB14/HIP-BOX (10er Pack)	VMB14RC1-HIP (einzeln) VMB14RC-HIP (im 5er Pack)			EN 597-1 und 2 GPEM D1 90 Klasse D
MATRATZE MORFEA zugeschnittene Bahnen, Integralbezug Promust PU HD	VMB14/HIPH	VMB14/HIPH-BOX (im 10er Pack)	—			

Garantie 2 Jahre

Für eine Nutzung bei einem Dekubitusrisiko **Null bis gering**