

COLCHÓN CLÍNICO SIMPLE **MORFÉA**

COLCHÓN DE ESPUMA PARA ALOJAMIENTO MEDICALIZADO

- Colchón con 4 esquinas redondeadas para un perfecto ajuste en todos los tipos de somieres de camas hospitalarias y sus accesorios.



COLCHÓN DE ESPUMA PARA ALOJAMIENTO MEDICALIZADO

- Espuma de alta resiliencia (HR) ZYPREX $\geq 34\text{Kg/m}^3$. Superficie lisa y muy cómoda.
- Dureza de 3 kPa.
- Peso del colchón: 9'5 kg
- Funda integral abierta por 3 lados, 3 materiales a elegir:



PALET BOX

- **Práctico:** los colchones están listos para su uso.
- **Ecológico:** reduce el volumen de residuos.



ENROLLADO COMPRIMIDO (RC)

- **Ergonómico:** ligero, fácil de transportar (asa para su transporte).
- **Ecológico:** aumenta la capacidad de transporte del vehículo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA SEGÚN PRESENTACIÓN			DIMENSIONES	PESO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO	DENSIDAD
	CAJA CARTÓN	PALET BOX (10 UNIDADES)	ENROLLADO COMPRIMIDO				
Colchón MORFEA esquinas redondeadas, funda integral PVC BIOPLAST	VMB14	VMB14-BOX	---	198x88x14 cm	30 a 120 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D I 90 Clase C	Espuma de alta resiliencia $\geq 34\text{ kg/m}^3$
Colchón MORFEA esquinas redondeadas, funda integral PROMUST PU	VMB14/HIP	VMB14/HIP-BOX	VMB14RC1-HIP (1 ud) VMB14RC-HIP (5 uds)			EN 597-1 y 2 GPEM D I 90 Clase D	
Colchón MORFEA esquinas redondeadas, funda integral PROMUST PU HD	VMB14/HIPH	VMB14/HIPH-BOX	---				

2 años de garantía

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.