

COLCHÃO HOSPITALAR SIMPLES **MORFÉA**

COLCHÃO DE ESPUMA PARA ALOJAMENTO HOSPITALAR

- Colchão com os 4 cantos arredondados para um ajuste perfeito em todos os tipos de sommiers de camas hospitalares e os seus acessórios.



COLCHÃO DE ESPUMA PARA ALOJAMENTO HOSPITALAR

- Espuma de alta resiliência (HR) ZYPREX ≥ 34 kg/m³ Superfície lisa e muito confortável.
- Dureza de 3 kPa.
- Peso do colchão: 9,5 kg
- Envolvimento integral aberto por 3 lados, 3 materiais a escolher:



PVC Branco



Promust PU Azul



Promusts PU HD Azul

PALET BOX

- **Prático:** os colchões estão prontos a utilizar.
- **Ecológico:** reduz o volume de resíduos.



ENROLADO COMPRIMIDO (RC)

- **Ergonómico:** ligeiro, fácil de transportar (aba para deslocar).
- **Ecológico:** aumenta a capacidade de transporte do veículo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA SEGÚN PRESENTACIÓN			DIMENSÕES	PESO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO	DENSIDADE
	CAIXA CARTÃO	PALETE BOX (10 UNIDADES)	ENROLADO COMPRIMIDO				
Colchão MORFEA cantos arredondados, envoltório PVC BIOPLAST	VMB14	VMB14-BOX	---	198x88x14 cm	30 a 120 kg	EN 597-1 y 2 GPEM DI 90 Classe C	Espuma de alta resiliência ≥ 34 kg/m ³
Colchão MORFEA cantos Arredondados, envoltório integral PROMUST PU	VMB14/HIP	VMB14/HIP-BOX	VMB14RCI-HIP (1 ud) VMB14RC-HIP (5 uds)			EN 597-1 y 2 GPEM DI 90 Classe D	
Colchão MORFEA cantos arredondados, envoltório integral PROMUST PU HD	VMB14/HIPH	VMB14/HIPH-BOX	---				

2 anos de garantia

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.