

# COLCHÓN DE AIRE MOTORIZADO AUTOMÁTICO

## axtair one® plus

- Usuarios con riesgo de UPP medio a elevado
- Ayuda al tratamiento de UPP de estadio 1 y 2



### COLCHÓN

- 18 celdas de poliuretano éter de aire terapéutico independientes y extraíbles de 12cm.
- Base de espuma de poliéter de +5cm de espesor situado en un compartimento independiente.
- Apertura y cierre de la válvula CPR rápido y cómodo con una sola mano.
- Tapón de transporte para autonomía de 8 horas
- Guía para cables (opcional)

### COMPRESOR

- Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado, en función de la morfología del paciente.
- 1 modos terapéutico: Alternancia de presiones.
- Gestión de la posición sentado (>30°)
- Ajuste del confort: Regulación del nivel de presión.
- Alarmas visuales y sonoras.
- Número de serie en la parte posterior del compresor: manual de instrucciones simplificado y código QR en los laterales.

### FUNDAS DISPONIBLES

- Lado superior: bielástica, impermeable a los líquidos y transpirable al vapor de agua.
- Lado inferior: base antideslizante
- 2 fundas disponibles:
  - PROMUST PU HD (funda negra)
  - PROMUST CIC (funda azul) con tratamiento antibacteriano con iones de plata (antifúngido, antiácaros, antibacteriano y antiolor).



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES/ PESO	PESO PACIENTE	NORMATIVA DE FUEGO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
AXTAIR ONE® PLUS (compresor+colchón) Funda Promust PU Para camas de 90cm de ancho	VAXT2/ ONE-P	195 x 87 x 17 cm	30 a 150 Kg	EN 597-1 and 2 GPEM D1 90 Clase D	<p>Colchón</p> <p>Válvula CPR de urgencia 18 celdas de poliuretano con base éter (300 μ) independientes y extraíbles de 12 cm de altura de aire terapéutico. Soporte de espuma poliéter extraíble de + 5 cm de grosor, situado en un compartimento independiente (densidad 18kg/m<sup>3</sup>, sustentación 3.5 kPa)</p> <p>Compresor</p> <p>Medidas: 22 x 25 x 11.5 cm</p> <p>Peso: 2.7 kg</p> <p>Modo dinámico (alternante): 1 de cada 2 celdas.</p> <p>Tiempo de ciclo completo: de 9 a 14 minutos.</p> <p>Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado.</p> <p>Ajuste confort personalizado</p> <p>Alarmas visuales y sonoras</p> <p>Flujo &gt; 7 l / min</p> <p>Alimentación eléctrica: 220-240 V - 50 Hz</p> <p>Class II tipo BF</p> <p>Consumo medio: 5 Wh</p> <p>Decibelios del compresor:</p> <p>Nivel acústico según NF EN3744: &lt;35 dBA</p> <p>Conformidad eléctrica y eletromagnética según las normas IEC 60601-1 Ed.3; IEC 60601-1-2</p>
AXTAIR ONE® PLUS (compresor+colchón) Funda Promust CIC Para camas de 90cm de ancho	VAXT2/ ONE/CIC-P	8kg			

Mantenimiento: Fundas Promust PU y CIC



2 años de garantía.



Material antideslizante en la parte inferior



Boisa de transporte con identificación en la parte delantera



Válvula CPR (Cardio Pulmonary Rescue)



OPCIÓN: Bomba de inflado rápido

WIN CARE