



ALMOFADA SIGEL® DE FLUTUAÇÃO LÍQUIDA

A almofada preventiva e versátil
que proporciona conforto.

EXPERIÊNCIA DE PRODUTO

SOLUÇÕES TERAPÊUTICAS

EXPERIÊNCIA DE SERVIÇO

PREOCUPAMO-NOS COM AS PESSOAS
COM PERDA DE AUTONOMIA E DOS
SEUS CUIDADORES

WIN  CARE

PORQUÊ ESCOLHER ALMOFADAS DE FLUTUAÇÃO LÍQUIDA?

Para uma maior prevenção e conforto a espuma HR com densidade de 34 kg/ m³ é combinada com um fluido.

Gera conforto: ajuda a manter a postura e absorve os impactos

Dispõe de um sistema de flutuação que aumenta a superfície de contacto com o utilizador.

Proporciona uma distribuição de pressão adequada.

Impede a compressão prolongada dos vasos sanguíneos em torno de proeminências ósseas.

Com a combinação de fluido e espuma HR 34 Kg m³, conseguimos uma maior prevenção e conforto.

Descrição	Referência	Dimensões	Peso Máx do utilizador	Normas
SIGEL® Quadrado 	102901001	42 x 42 x 6 cm	120 Kgs	UNE-EN 12182
	102902001	42 x 42 x 4.5 cm	100 Kgs	
	102903001	41 x 41 x 3.5 cm	89 Kgs	

Descrição	Referência	Dimensões	Peso Máx do utilizador	Normas
SIGEL® Ferradura 	102901002	42 x 42 x 6 cm	120 Kgs	UNE-EN 12182
	102902002	42 x 42 x 4.5 cm	100 Kgs	
	102903002	41 x 41 x 3.5 cm	89 Kgs	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL ALMOFADA	ESPUMA + FLUIDO
DENSIDADE HR	34 Kg/m3
PESO DO UTILIZADOR	80 - 120 Kgs
ALTURAS	3,5 - 6 Cm
RISCOS DE ESCARAS	BAIXO
BASE FUNDA	ANTIDESLIZANTE
TAMANHOS	3 Tamanhos
CARACTERÍSTICAS	Algumas têm pegas para fácil transporte
GARANTIA	1 ANO





WinnCare Spain

Polígono Industrial Masía del Juez (Torrent)

Valencia-España

Tlf: +34 961.565.521

E-mail: ventas@winnCare.es

Web: winnCare.com

Blog: wearewinnCare.com



@winncarespain

