

Skub-let/130

Glidehjul til almindelige stole

Alle, der har arbejdet i plejesektoren kender problemet med at hjælpe gangbesværede mennesker ind til spisebordet og ud igen.

Man har prøvet med glidehjul på stolens forben, men den løsning giver løfteskader hos personalet. Man har udviklet stole-løftere, men de er i vejen, når man ikke bruger dem og aldrig i nærheden, når man har behov for dem.

Skub-Let™ er så indlysende genial, at man kan undre sig over, at ingen har tænkt på den før.

Den monteres permanent på stolen, så den er altid klar til brug. Og fordi det patenterede design udnytter vægtstangsprincippet, kan man uden brug af kræfter flytte en person, der vejer op til 130 kg ind til bordet og ud igen.

Det bliver ikke lettere!

Vigtigste standardfunktioner

- Monteres let både på træstole og stole med metalstel
- Ingen belastning af hjælperen
- En rolig forflytning ind til bordet og ud igen
- Altid klar til brug
- Ingen elektronik og batterier, der skal lades op
- Ideelt arbejdsmiljø for hjælperen og øget effektivitet
- Ideel til den hjælpende ægtefælle
- Max brugervægt: 130 kg



BORRINGIA



Skub-let kan monteres på både træ- og stålben.



Strop/ophæng af skinne monteres på stel eller bundplade



Skub-Let™ er CE-mærket
Skub-Let er patenteret. Skub-Let er et varemærke, der tilhører WinnCare Nordic ApS

CE MDD93/42/EEC
Class I

date 16.02.2016 - ver. 1



Fra siden



Bagfra

Produkt	HMI-nummer	Varenummer
Skub-let	82002	MB12C76

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Max. kapacitet (SWL)	130 kg
Bredde	400 mm
Dybde	510 mm
Højde	75 mm
Afstand mellem stoleben, min/max:	ca. 400-500 mm

* For yderligere specifikationer - kontakt salg



Front

Et sæt til én stol består af følgende dele:



Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. WinnCare forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

WinnCare Nordic ApS
Tårnbergvej 12C
4220 Korsør
Danmark
tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: info@winnCare.dk

www.winnCare.dk

WINNCARE
N o r d i c