



Titan/250

Bariatryczny pionizator

Główne zastosowanie

Domy opieki
Szpitale
Opieka domowa

Titan 250 jest wysokiej jakości, bariatrycznym pionizatorem o udźwigu 250 kg. Zastosowanie komponentów wysokiej jakości w całym procesie produkcyjnym zapewnia, że pionizator jest w stanie wytrzymać długoterminowe użycie, przy dużym obciążeniu. Nogi pionizatora rozkładają się szeroko w kształcie litery V, co zapewnia większą stabilność podczas podnoszenia cięższych pacjentów.

Titan 250 jest zaprojektowany do przenoszenia pacjentów z jednej pozycji siedzącej do drugiej, na przykład w sytuacjach toaletowych lub ogólnych sytuacjach przenoszenia. Titan 250 jest idealną pomocą dla pacjentów, którzy częściowo poruszają się samodzielnie, ale wymagają dodatkowej pomocy. Pionizator wykonuje te czynności poprzez naśladowanie naturalnego ruchu ciała, co sprawia że czynność podnoszenia jest wygodna dla pacjenta.

Jedną z zalet Titana 250 to profilowany, dynamiczny zestaw kolanowy, który można dopasowywać w wymiarach głębokości i wysokości jak również podnózek, który może być opcjonalnie ustawiany pod kątem w dół dla łatwiejszego dostępu przez pacjenta.

Zalety

Wielopozycyjne opcje uchwytów ręcznych.
Łatwo obracające się koła. Hamulec z tyłu.
Mechaniczne opuszczanie awaryjne za pomocą mechanizmu na skrzynce kontrolnej.
Zintegrowana skrzynka kontrolna i bateria Linak.





Szerokie rozstawianie nóg dla osiągnięcia stabilnej podstawy



Pilot z piktogramami. Mocowany magnetycznie



Skrzynka kontrolna Linak z odłączalnym akumulatorem. Mechaniczny wyłącznik awaryjny



Funkcja awaryjnego opuszczania umieszczona na siłowniku



Tylne koła z hamulcami



Pionizator Titan 250 z użytkownikiem

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Wielopozycyjne opcje uchwytów ręcznych.
- Łatwo obracające się koła. Hamulec z tyłu
- Mechaniczne opuszczanie awaryjne za pomocą urządzenia uruchamiającego i skrzynki kontrolnej
- Zintegrowana skrzynka kontrolna i bateria Linak
- Regulowany podkolannik dynamiczny
- Stabilna podstawa
- Magnetycznie mocowany pilot

Model	Numer produktu
Bariatryczny pionizator Titan 250	051-00500

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maksymalny udźwig	250 kg
Wysokość podstawy montażowej	130 mm
Wysokość od podłogi	70 mm
Średnica kół tył/przód	100 / 80 mm
Długość nóg	950 mm
Rozstaw nóg (miara wewnętrzna)	555 mm - 1050 mm
Rozstaw nóg (miara zewnętrzna)	650 mm - 1110 mm
Promień skrętu	1150 mm
Wysokość podnoszenia	600 mm - 1700 mm
Ciężar całkowity	48 kg
Ciężar części dolnej	33 kg
Ciężar części górnej	15 kg

W celu uzyskania dalszych specyfikacji należy przeczytać instrukcję techniczną. Wszelkie liczby i miary mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach. Ergolet zachowuje prawo dokonywania zmian bez powiadomienia.

Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.



MDD93/42/EEC
Class I

date 06.01.2012 - ver. 2

Ergolet Polska Sp. z o.o.

tel. 68 371 10 45
e-mail: sales@ergolet.pl

www.ergolet.com



(by) Winnicare Nordic

www.ergolet.com | 51