



UNIVERSAL BASIC

Perfekt helsejhl med ekstra støtte af lår og krop, samt god siddekomfort.

ANVENDELSE

- Til brugere med manglende stabilitet af overkrop.
- Til forflytninger fra siddende og liggende stilling.
- Anvendes til forflytninger i mobile og stationære personløftere.

EGENSKABER

- Sejlet lægges på siddende fra kørestol/stol eller i liggende stilling fra seng eller badeleje.
- Sejlet har delte benstropper, og giver god støtte omkring lårene og den høje ryg støtter overkroppen og giver brugeren en oplevelse af komfort og tryghed.
- Sejlet former sig efter kropsholdningen og giver samtidig brugeren en opret-siddende stilling, der medvirker til en korrekt positionering af brugeren.
- Sejl i polyester net er bl.a. velegnet i badesituationer.
- Sejlet har en placeringslomme, som letter påsætningen, når brugeren f.eks. sidder i kørestol.
- Sejlet har styrestropper i begge sider til at lette forflytningen for hjælperen.

SPECIFIKATIONER

SWL: 275 kg

Materiale:

Fås i polyester og polyester net.

Størrelser: XS-S-M-L-XL-XXL

VARENUMRE:

Universal Basic,
polyester:

	Varenr.	HMI-nr.
XS	009-09803	85873
S	009-09804	85874
M	009-09805	85875
L	009-09806	85876
XL	009-09807	85877
XXL	009-09808	85878

Universal Basic,
polyester net:

	Varenr.	HMI-nr.
XS	009-09813	85879
S	009-09814	86016
M	009-09815	85880
L	009-09816	85881
XL	009-09817	85882
XXL	009-09818	85883





STØRRELSESGUIDE

Løftesejlet er udstyret med en farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen. Samtidig er stroppen en markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved pålægningen.

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen.

Billedet nedenfor viser gul farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse Medium:



	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (hoftemål)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (mål fra nakken til bagdel)	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm



For yderligere specifikationer, kontakt salg@winncare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winncare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winncare.dk for mere info herom.



KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winncare.com

E-mail: info@winncare.dk

Telefon: +45 70273720

WIN  CARE