

GRÚA

WINN' MOTION 175

CONFORME A LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO EUROPEO 2017/745
APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- **Grúa adaptada** para pacientes hasta 175 kg.
- **Ergonómica:** recoge a una persona del suelo y se eleva hasta 1,74 m.
- **Confort:** una amplia gama de arneses acolchados.
- **Robusta:** gracias a los materiales y a un motor LINAK.



HASTA
6 AÑOS
DE GARANTÍA

Apertura de patas manual con la ayuda de un sistema de pedal

Práctica:


- Ligera y compacta para domicilios y colectividades.
- Fácil de desmontar en 2 partes.
- Fácil de transportar y almacenar.
- Maniobrable gracias a las ruedas dobles.
- Peso: 35,8 kg.
- Rotación de la percha de 360°.
- Nuevo diseño ruedas (opción).
- Ruedas anti-hilos.



Opción: Ruedas de diseño

Seguridad:

- Percha acolchada y segura gracias a las sujeciones con el sistema anti-salida.
- Caja de control con parada de emergencia y led de carga integrado.
- Alarma sonora: indicación de batería baja.
- Sistema anti-atrapamiento.
- Sistema de bajada de emergencia eléctrico y manual.



DIMENSIONES

Descripción	Referencia	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE	Ø RUEDAS DELANTERAS DOBLES	Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO	NORMA	EQUIPO ELÉCTRICO	PESO
WinnMotion 175	L0900	59	185	110	70	84	12	175 Kg	7,5 cm	10 cm	REG. EU. 2017/745	Linak IP54	35,8 Kg

Garantía de:

- hasta 6 años*

- 1 año para las baterías

* *Garantía de 2 años ampliable a 6 años realizando revisiones anuales en los servicios técnicos oficiales. Ver el manual de uso.*



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.