

# BETT X'PRIM<sup>3</sup>

DIESES PRODUKT ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 93/42/EWG; BAUART UND HERSTELLUNG ENTSPRECHEN DEN GELTENDEN NORMEN, INSBESONDERE DER NORM CEI 60601-2-52 MEDIZINPRODUKTE DER KLASSE I.

**DAS BETT X'PRIM<sup>3</sup> WURDE NACH DEM ERGOFIX-PRINZIP ENTWICKELT UND BASIERT AUF EINEM PATENTIERTEM MONTAGE- UND DEMONTAGESYSTEM. X'PRIM<sup>3</sup> KANN VON EINER EINZELNEN PERSON AUF- UND ABGEBAUT WERDEN.**

- 
- **Ergonomie :**
    - Befestigung der Fronten mit dem Easy-Move-System
    - Werkzeuglosen Ein- und Ausbau des verstellbaren Kopf- und Fußteils
    - Montagehilfe durch blaue Montageelemente
  - **Sicherheit :**
    - Durchgehende Rondo-Schrauben verbinden die Halbrahmen
    - Seitengitter mit Rastmechanismus
    - Befestigung für Kabel der Fernbedienung und des Hubzylinders am Scherenmechanismus
  - **Komfort :**
    - Kopfteil bis 75° neigbar
    - Steuereinheit am Höhenverstellzylinder für geringere Geräusch- und Vibrationsbelastung





ERGONOMISCHER AUF-UND ABBAU



Through-tube Rondo screws for assembling the half-bases



Breiterer Scherenmechanismus für optimale Seitenstabilität



Steuergerät am Höhenverstellzylinder



Befestigung der Fronten mit "Easy-Move"-System

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

<sup>(1)</sup>CPR: Herz-Lungen-Wiederbelebung

- Elektrisch verstellbares Kopfteil für CPR<sup>(1)</sup>
- Verstellbares Kopfteil mit Längsverschiebung
- Elektrisch verstellbares Fußteil
- Zentrale Feststellbremse
- Wandpuffer
- Baureihe SAM ERGONOM, EVOLUTION, ACTIV

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	GEWICHT DES BETTS	VERSTELLBARE HÖHE	VERSTELLBARES KOPFTEIL	VERSTELLBARES FUSSTEIL	ARBEITSLAST	RÄDER	NORMEN	SEALING
<b>X'PRIM3</b> 2 Funktion 3 Funktion Standardfarbe RAL 7035	90 x 200 cm Teilbarer Rahmen	64,5 kg ohne Zubehör, ohne Fronten	34 bis 84 cm	75° max	12° Zahnführung Kniebeugung 26° und 16° - Zahnführung zur Einstellung des Fußteils	Sichere Funktionslast 170 kg; Gewicht des Patienten max. 135 kg; Zubehör 15 kg, Matratze 20	Ø 100 mm	CEI 60601-2-52 geeignet für Anwendungsumgebungen 3, 4 und 5	LINAK IP66 Motorisierung und Gehäuse IP66  LINAK IP54 Fernbedienung 5 Funktionen, verriegelbar IP54

5 Jahre Garantie\* auf mechanische Rahmenteile, Hubzylinder und Fernbedienung.  
1 Jahr Garantie\* auf Fronten und Zubehör.  
\* Bei normalen Anwendungsbedingungen. Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen - siehe Hinweise in der Gebrauchsanweisung.

MÉDICATLANTIC Groupe Winncare - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France  
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr



www.winncare.fr

